

Clova Smart Rings USER MANUAL Bluetooth Connection Clova Wellness AI	1. Components and Package Contents Component Description Transparent Resin Oxygen/Heart Rate Sensor Charging port Test Status Indicator Packing List Smart Ring Charging cable Smart Ring USER MANUAL	2. Power On and Connect the App Connect the charging cable to power on the smart ring.Charging also begins automatically.	3. Connect the App 1. Install the app - Download the app or scan the QR code here. 2. Create an account - Open the app and register or sign in.follow the onscreen prompts. 3. Pair the ring - Enable Bluetooth, keep the ring near the phone and select Smart Ring in the Settings / bluetooth devices screen. Click on Search Clova Ring AI, select your device to connect. 4. Confirm sync - Wait for the app to show that the ring is connected and synchronizing. The data and chart start on home screen under "Your Ring"	4. Indicator Lights Red flashing - The ring is charging; Red off - Charging is complete; Red - oxygen-test is active; Green - heart-rate measurement is active. Charging Charged Over Blood oxygen Test Heart rate test	5. Wearing the Ring - Wear the ring on your preferred finger and choose a comfortable size. - Position the sensor area on the inside of the finger, toward he palm. - The ring should be snug enough to maintain contact without restricting circulation. Oxygen/Heart Rate Sensor	6. Care and Use Follow these precautions to protect the user and the device. Before use - Read and keep these instructions. - Keep the ring and charging accessories away from young children. - Use only a compatible charging cable and power source. - Do not use a damaged ring, cable, or charger. - Do not disassemble, puncture, crush, or modify the product. This product supports wellness tracking and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.	7. Battery Safety Battery and handling - Avoid excessive heat, open flame, and prolonged direct sunlight. - Stop charging if the product becomes unusually hot, swollen, discolored, or emits an odor. - Do not place the product in household fire or expose it to extreme temperatures. - Clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals. - Dispose of the ring and battery according to local electronic-waste rules.	8. FCC Compliance Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions - This device may not cause harmful interference; - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications: Any changes not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device. Class B digital device notice: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device under Part 15 of the FCC Rules. These limits provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. If this device causes harmful interference to radio or television reception, try one or more of the following - Reorient or relocate the receiving antenna; - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver. - Consult the dealer or an experienced radio or television technician. RF exposure: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements and may be used in portable exposure conditions without restriction.
--	---	---	---	--	---	--	---	---

英

Clova Smart Rings MANUAL DE USUARIO Conexión Bluetooth Clova Wellness AI	1. Componentes y contenido del paquete Descripción de los componentes Resina transparente Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca Puerto de carga Indicador de estado de prueba Lista de embalaje Smart Ring Cable de carga Smart Ring MANUAL DEL USUARIO	2. Enciende y conecta la app Conecta el cable de carga para alimentar el anillo inteligente. La carga también comienza automáticamente.	3. Conecta la app 1. Instala la app - Descárgala o escanea el código QR aquí. 2. Crea una cuenta - Abre la app y regístrate o inicia sesión. Sigue las indicaciones en pantalla. 3. Empareja el anillo - Activa el Bluetooth, mantén el timbre cerca del teléfono y selecciona Anillo Inteligente en la pantalla de Configuración / dispositivos Bluetooth. Haz clic en Buscar Clova Ring AI y selecciona tu dispositivo para conectarte. 4. Confirmar sincronización - Esperar a que la app muestre que el anillo está conectado y sincronizándose. Los datos y la gráfica comienzan en la pantalla de inicio bajo "Tu anillo"	4. Luces indicadoras Parpadeo rojo - El anillo está cargando; Apagado de rojo - La carga está completa; Rojo - la prueba de oxígeno está activa; Verde - la medición de la frecuencia cardíaca est á activa. Carga Cargado Prueba de oxígeno en la sangre Prueba de frecuencia cardíaca	5. Llevar el Anillo - Lleva el anillo en tu dedo preferido y elige una talla cómoda. - Colocar el área del sensor en el interior del dedo, hacia la palma. - El anillo debe estar lo suficientemente ajustado para mantener el contacto sin restringir la circulación. Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca	6. Cuidado y uso Sigue estas precauciones para proteger al usuario y al dispositivo. Antes de su uso - Lee y guarda estas instrucciones. - Mantener el anillo y los accesorios de carga alejados de los niños pequeños. - Utilizar únicamente un cable de carga y una fuente de alimentación compatibles. - No utilice un anillo, cable o cargador dañado. - No desmontar, perforar, aplastar ni modificar el producto. - Este producto apoya el seguimiento del bienestar y no sustituye el asesoramiento médico profesional, diagnóstico o tratamiento.	7. Seguridad de la batería Batería y manejo - Evitar el calor excesivo, la llama abierta y la luz solar directa prolongada. - Dejar de cargar si el producto se calienta de forma inusual, se hincha, se descolorea o emite un olor. - No expongas el producto al fuego doméstico ni lo expongas a temperaturas extremas. - Límpiase con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos. - Deshazte del anillo y la batería según las normas locales sobre residuos electrónicos.	8. Declaración de cumplimiento de la FCC Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:este dispositivo no puede causar interferencias dañinas; - Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.Cambios o modificaciones: Cualquier cambio no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo. Aviso de dispositivo digital de Clase B: Este dispositivo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión,prueba una o más de las siguientes opciones: Reorientar o reubicar la antena receptora; - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al receptor. - Consulta con el concesionario o con un técnico experimentado en radio o televisión. Exposición a RF: El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF y puede usarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.
--	---	---	--	--	---	--	--	--

西